

I S P E Z I O N E T E S T I  
I S P E Z I O N E A R T W O R K  
V E R I F I C A B A R C O D E

Eliminare l'errore umano è fondamentale per assicurare un eccellente processo di rilascio.

MENHIR PHARMA DESIGN dispone della migliore tecnologia certificata per l'ispezione elettronica di testi, artworks e barcode.

I nostri convalidati sistemi di ispezione vengono giornalmente utilizzati durante le fasi di preparazione e analisi delle lavorazioni.

Adesso il nostro listino comprende costi specifici anche per le sole comparazioni elettroniche e la verifica dei barcode.

Perché rischiare un disallineamento tra la grafica preparata e l'editor copy oppure tra l'artwork

approvato e quello manipolato dal fornitore di materiale stampato? Perché rischiare di generare barcode ISO o GS1 che poi non saranno letti nella catena distributiva?


Dopo aver ricevuto i vostri files ed eseguite le ispezioni, possiamo fornire, in poco tempo e ad un costo accessibile, un report di verifica attestante la conformità delle vostre lavorazioni interne o affidate a fornitori esterni.



## ISPEZIONE TESTI CON DOCU-PROOF DI GLOBAL VISION INC.

Inserire testi giurati o editor copy nei fogli illustrativi, ma anche in astucci o etichette, richiede un processo di controllo accuratissimo. Effettuare il controllo a vista diventa molto rischioso a causa dell'inevitabile errore umano.


Utilizzando il sistema DocuProof di Global Vision Inc., eseguiamo una comparazione elettronica tra file Word e artwork PDF, evidenziando eventuali differenze e rilasciando un rapporto di verifica come documento di conformità.



## ISPEZIONE ARTWORK CON DIGITAL PAGE DI GLOBAL VISION INC.

In caso di variazioni ad un artwork, dobbiamo essere assolutamente certi che tutte le modifiche richieste siano state eseguite, ma soprattutto che nessun elemento grafico sia stato eliminato o inconsapevolmente introdotto.

Dopo l'approvazione finale, l'artwork PDF viene consegnato al fornitore che lo manipola per creare il foglio stampa. Attraverso il software Digital Page di Global Vision Inc., eseguiamo una comparazione elettronica tra l'artwork master e quello rielaborato, intercettando ogni minimo disallineamento. Al termine della verifica rilasceremo un dettagliato rapporto di ispezione come documento di conformità.




## VERIFICA BARCODE CON HARDWARE E SOFTWARE LVS INTEGRA 9500

Un codice a barre non leggibile può creare disagi alla distribuzione di un prodotto. La qualità è un serio problema, soprattutto se il barcode viene stampato su materiali particolari o dimensioni ridotte.

MENHIR PHARMA DESIGN, dispone di avanzato sistema LVS per la verifica del grado del codice (Grade A,B,C,D,F), secondo le norme ANSI/CEN/ISO e specifiche GS1. Grazie al nostro rapporto di verifica potrete garantire la qualità dei vostri barcode.

## CONTATTATECI PER RICEVERE UN LISTINO PERSONALIZZATO!

MENHIR - Zona Industriale Campolungo  
Area Marini - 63100 Ascoli Piceno - ITALY  
Tel. +39 0736 403610 r.a. - Fax +39 0736 307177  
www.menhirvisual.com - studio@menhirvisual.it



IN COLLABORAZIONE CON **A.M.D. Electronic**

TUTTI I NOSTRI SISTEMI SONO  
CONVALIDATI CON I.Q., O.Q., P.Q.



EMA COMPLIANT



FDA COMPLIANT

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



SINCERT  
ISO 9001 : 2008